



CAM-Rohlinge für Ceramill®

Eine Kooperation zwischen Camlog und Amann Girrbach

CAM-Rohlinge Typ AG

Die originalen CAM-Rohlinge Typ AG wurden gemeinschaftlich von der CAMLOG Biotechnologies GmbH und der Amann Girrbach AG entwickelt. Sie besitzen die von Amann Girrbach patentierte Rohlingsaufnahme und sind kompatibel mit dem Ceramill® CAD/CAM-System. Die Rohlinge ermöglichen Laboren das Herstellen von individualisierten einteiligen Abutments und Gingivaformern aus Titanlegierung auf eigenen Fräsmaschinen.

**Die Rohlinge sind über Camlog und Amann Girrbach bestellbar.
Die Auslieferung der Rohlinge erfolgt ausschließlich über Camlog.**

Vorteile auf einen Blick

patient28PRO
Schützt Ihre Implantatversorgung

- **Originale** Implantat-Anschlussgeometrien für maximale Präzision
- Camlog Garantieprogramm **patient28PRO** für optimale Absicherung im Fall der Fälle
- Bestmöglicher **Support** während des gesamten Workflows
- Ein passendes System: Aufeinander abgestimmtes Design in Kombination mit hochpräziser Inhouse-Fertigung auf den Fräsmaschinen **Ceramill® Motion 2, Motion 3 und Matik**
- **Farbkodierung** der CAMLOG® und CONELOG® CAM-Rohlinge für die einfache Zuordnung des Implantatdurchmessers



CAMLOG® Implantatsystem

Art.-Nr. (2 Stück)	Bezeichnung	Implantat-Ø	
	K2471.3327	CAMLOG® CAM-Titanrohring, Typ AG, für das Ceramill® CAD/CAM-	3.3 mm
	K2471.3827	System von Amann Girrbach, Ø 12 mm, Titanlegierung,	3.8 mm
	K2471.4327	Versand erfolgt inkl. 2 separat verpackter Abutmentschrauben	4.3 mm
	K2471.5027		5.0 mm
	K2471.6027		6.0 mm

CONELOG® Implantatsystem

Art.-Nr. (2 Stück)	Bezeichnung	Implantat-Ø	
	C2471.3327	CONELOG® CAM-Titanrohring, Typ AG, für das Ceramill® CAD/CAM-	3.3 mm
	C2471.3827	System von Amann Girrbach, Ø 12 mm, Titanlegierung,	3.8 mm
	C2471.4327	Versand erfolgt inkl. 2 separat verpackter Abutmentschrauben	4.3 mm
	C2471.5027		5.0 mm

This is


iSy® Implantatsystem

Art.-Nr. (2 Stück)	Bezeichnung	Implantat-Ø	
	P2471.5027	iSy® CAM-Titanrohring, Typ AG, für das Ceramill® CAD/CAM-	3.8/4.4/5.0 mm
		System von Amann Girrbach, Ø 12 mm, Titanlegierung, Versand erfolgt inkl. 2 separat verpackter Abutmentschrauben	

Sie benötigen Support? Wir unterstützen Sie gerne!

Bei produktspezifischen Fragen zu den Rohlingen

Technischer Service DEDICAM

Mo.–Do. 08.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Fr. 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel. +49 7044 9445-800

E-Mail dedicam.cad@camlog.com

Bei Fragen zum Fertigungsprozess

Amann Girrbach Direktvertrieb

Mo.–Fr. 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel. +49 7231 957-100

E-Mail germany@amanngirrbach.com

Distributor Deutschland

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
Telefon +49 7044 9445-100 | Fax +49 800 9445-000 | info.de@camlog.com | www.camlog.de
eshop.camlog.de

Amann Girrbach GmbH | Dürrenweg 40 | 75177 Pforzheim | Deutschland
Telefon +49 7231 957-100 | germany@amanngirrbach.com

Distributor Österreich

Alltec Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at
eshop.alltecdental.at

Amann Girrbach GmbH | Dürrenweg 40 | 75177 Pforzheim | Deutschland
Telefon +49 7231 957-100 | germany@amanngirrbach.com

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

Kooperationspartner

Amann Girrbach AG | Herrschaftswiesen 1 | 6842 Koblach | Österreich
Telefon +43 5523 62333-200 | austria@amanngirrbach.com | www.amanngirrbach.com

CAMLOG®, CONELOG® und iSy® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH.
Ceramill® und Amann Girrbach® sind eingetragene Marken der Amann Girrbach AG.